

Forni tubolari personalizzati



Forno tubolare rotativo
RSR 250/3500/15S



RS 460/1000/16S per l'integrazione in un impianto di produzione



RS 100/250/11S in versione apribile,
installabile in un'attrezzatura di prova

Grazie all'elevato grado di flessibilità ed innovazione Nabertherm offre la soluzione ottimale per applicazioni specifiche del cliente.

Sulla base dei nostri modelli base elaboriamo anche varianti personalizzate integrabili in impianti di processo superiori. Le soluzioni presentate sulla presente pagina rappresentano soltanto una parte delle possibilità realizzabili. Dal lavoro in atmosfera sottovuoto oppure sotto gas inerte attraverso tecniche di regolazione ed automazione innovative fino alle più svariate temperature, dimensioni, lunghezze e proprietà degli impianti a forni tubolari – troviamo la soluzione adatta per l'ottimizzazione del processo.



Per ulteriori informazioni sul nostro vasto assortimento di forni tubolari e altri forni per laboratorio richiedete il nostro catalogo Laboratorio!



RS 250/2500/11S, controllo a cinque-zone, per la ricottura filo in alto vuoto o con gas protettivo, incl. ventilazione forzata e cappa aspirante